

## Систем **BOSTON Advance™** раствора за одржавање гаспропустљивих контактних сочива

Дејство и индикације за употребу:

**УПУТСТВА:** Детаљно прочитати овај лист са информацијама, нарочито у вези са упозорењима, пре употребе овог производа. Задржите га за будућу употребу. Систем **BOSTON Advance™** раствора састоји се од: **BOSTON Advance™** раствора за дневно чишћење сочива и **BOSTON Advance™ Comfort Formula** раствора за чување (квашење, потапање, дезинфекцију) сочива у току ноћи, као и за квашење сочива пре и за време ношења. Важно је користити оба раствора за одржавање ваших сочива.

**BOSTON Advance™** раствор за чишћење: **BOSTON Advance™** раствор за чишћење користи се за чишћење контактних сочива од флуоро-силикон акрилата и силикон акрилата пре чувања у току ноћи (квашење, потапање, дезинфекција). **BOSTON Advance™** раствор за чишћење уклања створени филм, наслаге које се упорно задржавају (укључујући протеине и липиде) као и друге остатке са сочива.

**САСТАВ:** Активна компонента: површински активан алкилетарсулфат (8.0 теж/вол %)

Остали састојци: натријум-хлорид, натријум-фосфат, нејонски површински активан алкохол, суспензија силика гела са титан-диоксидом. Немојте употребљавати овај раствор ако сте алергични на било који састојак овог производа.

1. Пре него што приступите руковању сочивима, оперите руке.
2. На длану руке, лагано трљати свако сочиво на обема странама са 6-8 капи **BOSTON Advance™** раствора за чишћење у току од 20 секунди.
3. УКЛОНИТИ РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ ДЕТАЉНИМ ИСПИРАЊЕМ ПО УПУТСТВУ ВАШЕГ ОЧНОГ ЛЕКАРА.
4. Ставити сочиво у касету за чување и прелити свако сочиво свежим раствором за чување. Држати се упутства за употребу раствора за чување наведених на полеђини овог листа.
5. Добро затворити бочицу после употребе.

**МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ:** Да би се обезбедила адекватна хигијена и исправно руковање контактним сочивима и растворима за контактна сочива, увек се пажљиво придржавајте упутства.

- Сочива се не смеју ни потапати, ни држати у **BOSTON Advance™** раствору за чишћење.
- Сочива треба увек детаљно испрати по упутству вашег очног лекара после чишћења

BOSTON Advance™ раствором за чишћење.

- Раствор не употребљавати поново.
- Да би се избегло загађење, врх капалке бочице не сме да додирне било коју површину, нити ваше руке.
- Увек и свакодневно треба детаљно очистити унутрашњост касете за чување сочива топлом водом и осушити на ваздуху. Потпуно заменити раствор за чување пре стављања сочива у касету.
- Заштитити од смрзавања.
- Употребити пре истека рока употребе на бочици. Чак и ако бочица остане не отворена, раствор треба бацити по истеку рока употребе.
- Бацити бочицу и раствор (90) дана након отварања. Увек применити одговарајућу хигијену и технику руковања. Ако се не рукује како треба, контактна сочива и раствори за контактна сочива могу бити загађени бактеријама.

#### УПОЗОРЕЊА:

- **ОВАЈ СЕ ПРОИЗВОД НЕ СМЕ ДИРЕКТНО СТАВЉАТИ У ОКО.** Ако се раствор за чишћење укапе у око, изазваће иритацију. **НЕМОЈТЕ НОСИТИ СОЧИВА** већ одмах испирајте очи водом до престанка иритације. Ако не можете да зауставите иритацију, обратите се за савет свом очном лекару.

- Овај се раствор несме користити за мека контактна сочива.

- **ДРЖАТИ ВАН ДОМАШАЈЕ ДЕЦЕ.**

**АКО ДОЂЕ ДО ОСЕЋАЈА НЕЛАГОДНОСТИ У ОКУ ИЛИ БОЛА, ПРЕКОМЕРНОГ СУЗЕЊА, ПРОМЕНА У ОШТРИНИ ВИДА ИЛИ ЦРВЕНИЛА, ОДМАХ СКИНИТЕ СОЧИВА И ОБРАТИТЕ СЕ ЗА САВЕТ ВАШЕМ ОЧНОМ ЛЕКАРУ.**

Начин испоруке: BOSTON Advance™ раствор за чишћење испоручује се у стерилним бочицама од 30ml и 10ml. На бочицама су назначени број серије и рок употребе.

**BOSTON Advance™ Comfort Formula** раствор за чување: BOSTON Advance™ Comfort Formula раствор за чување је посебно формулисан раствор за гаспропустљива сочива (ГП) као и тврда контактна сочива. Садржи патентирани, мулти полимерни комфорт систем који облаже и покрива површину сочива. Штити сочиво при уметању, одржава и повећава квашљивост сочива током целог дана. Патентирани мулти полимерни систем раствора за чување BOSTON Advance™ Comfort Formula смањује трење између сочива и рожњаче и сочива и очног капка, уклањајући честице које могу да проузрокују иритацију и нелагодност. Сврха ове формуле је биокомпатибилност са вашим очима. Он такође садржи оптимизирани заштитни систем који ефикасно уништава штетне организме на

површини ГП и тврдих контактних сочива. BOSTON Advance™ Comfort Formula раствор за чување употребљава се за чување гаспропустљивих контактних сочива од флуоросиликон акрилата и силикон акрилата после њиховог чишћења. Такође се употребљава за чување ПММА сочива.

**ОПИС И СASTOЈЦИ:** BOSTON Advance™ Comfort Formula раствор за чување је стерилан раствор. Садржи: Дезинфекциона средства: полиаминопропил бигванид(ПАПБ) (0.0005 теж/вол. %), хлорхексидин глуконат(ХХГ) (0.003 теж/вол. %), динатрујум едетат (0.05 теж/вол. %). Остали састојци: соли и пуферски агенси, поликватерниум 10, дериват целулозе, поливинил алкохол и дериватизовани полиетилен гликол. Немојте употребљавати овај раствор ако сте алергични на било који састојак овог производа.

1. Пре него што приступите руковању сочивима, оперите руке.
2. Приликом чишћења сочива придржавајте се упутства за употребу раствора за чишћење.
3. Ставите сочиво у касету за чување и прелијте га свежим BOSTON Advance™ Comfort Formula раствором за чување.
4. Сочива држати потопљена најмање четири (4) часа у циљу адекватне дезинфекције пре него што их ставите у око.
5. Приликом узимања сочива из касете, поново употребити свеж раствор пре уметања.
6. Увек и свакодневно детаљно чистити топлом водом касету за чување сочива и осушити је на ваздуху.

**МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ:** Од суштинске је важности да се придржавате свих упутстава на етикети и упутстава очног лекара за негу ваших очију и за адекватно коришћење ваших контактних сочива и производа за одржавање контактних сочива.

Овај раствор се никада несме поново употребити. Да би се осигурала адекватна дезинфекција, потребно је свакодневно потпуно заменити раствор из касете за чување сочива пре него што их ставите у њу.

- Никад се сочива несмеју држати у раствору за чишћење.
- Раствори се не смеју излагати екстремно високим ни екстремно ниским температурама. Заштитити од смрзавања.
- Употребити пре истека рока употребе на бочици. Чак и ако бочица остане неотворена, раствор не треба користити по истеку рока употребе.
- Бацити бочицу и раствор деведесет (90) дана након отварања.
- Увек применити одговарајућу хигијену и технику руковања. Ако се не рукује како треба,

контактна сочива и раствор за контактна сочива могу бити загађени бактеријама.

- Избегавати додир овог раствора са одећом или пешкирима: он може да остави мрље на неким тканинама.

Овај раствор се несме користити за мека контактна сочива.

**ДРЖАТИ ВАН ДОМАШАЈА ДЕЦЕ.**

**АКО ДОЂЕ ДО ОСЕЋАЈА НЕЛАГОДНОСТИ У ОКУ ИЛИ БОЛА, ПРЕКОМЕРНОГ СУЗЕЊА, ПРОМЕНА У ОШТРИНИ ВИДА ИЛИ ЦРВЕНИЛА, ОДМАХ СКИНИТЕ СОЧИВА И ОБРАТИТЕ СЕ ЗА САВЕТ ВАШЕМ ОЧНОМ ЛЕКАРУ.**

Начин испоруке: BOSTON Advance™ Comfort Formula раствор за чување се испоручује у стерилним бочицама од 120ml и 30ml. На бочицама су назначени број серије и рок употребе.

**STERILE A**

**CE 0050**



Bausch & Lomb Incorporated  
Rochester, NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK  
Made in Italy

Distributor: Optinova d.o.o. Gundulićeva 57, 10000 Zagreb, Hrvatska



Увозник и дистрибутер за Србију:  
Ортоленс д.о.о, Влајкова 199, Лесковац

Дистрибутор в России: Доктор Линз, Москва

BOSTON i BOSTON ADVANCE su zaštićene oznake Bausch & Lomb Incorporated.  
BOSTON и BOSTON ADVANCE су заштићени знакови Bausch & Lomb Incorporated.  
БОСТОН и БОСТОН АДВАНС – торговые марки Bausch & Lomb Incorporated.  
© Bausch & Lomb Incorporated.